




本号のカラム Shodex® Asahipak GF-710 HQ

本号のサンプル PEO、PEG

Shodex Asahipak GF-HQシリーズは
 水からヘキサンまで、サンプルの性質に合わせた
 各種の混合溶離液に対応できます



適用

- ◆ KF, Kシリーズ……THF, クロロホルム可溶性ポリマー
- ◆ KDシリーズ……DMF可溶性ポリマー
- ◆ GF-HQシリーズ……DMF、混合溶媒可溶性ポリマー
 水やアルコールを含む有機溶媒可溶性ポリマー
 水溶性ポリマー
- ◆ SB-HQシリーズ……DMF可溶性、水溶性ポリマー
- ◆ Qシリーズ……水溶性ポリマー (オリゴマー領域)

