


シマジン・チオベンカルブ用クリーンアップカートリッジ

1. Autoprep[®] MF-2を用いることでGC・GC/MSインジェクションやカラムへの汚れが軽減。
2. 色素成分も除去
3. Autoprep[®] MF-2はGC・GC/MS測定前の試料をコンディショニングなしで通すだけの簡便操作

■プロトコル

土壌試料溶出液を公定法に従い捕集し、最後にMF-2でクリーンアップを行い、色素成分の除去効果を確認しました。




<操作方法>

処理は最大1 mLまで

Autoprep[®] MF-2

クリーンアップ後の流下液

<クリーンアップ効果>



測定例：土壌溶出液の色素除去(MF-2)